


<製品リコールのお知らせ>

セキスイ製ポータブルトイレ座楽 背もたれ型を探しています

!! 身体の一部をはさむ恐れがあります

転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に首などをはさまれた事故が発生しました。
対象製品は、**無料で新しい安全な製品と交換**させていただきます。




20年以上前の製品です

ポータブルトイレ
座楽SP/SDシリーズ
販売時期
1996年10月～2002年6月



役目を終えた積水製ポータブルトイレ
ご家庭に眠っていませんか?

**対象品を新品の改良品と
無料で交換いたします**



- 発見場所の一例
- 押入れ
 - 倉庫 車庫



ひじ掛けと背もたれの
すき間(約10cm)に身体の一部を
挟まれる危険あり

連絡先
0120-011-578
受付時間 / 9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始除く)

積水化学工業株式会社
東京都港区虎ノ門2-10-4
積水ポータブルトイレ 検索

